

Mgiewka do skóry głowy z łupieżem

Składniki na 50 g do butelki 50 ml :

(90%) 45 g Hydrolat rozmarynowy ekologiczny (z konserwantem)

(5%) 2.5 g Witamina B3 - Niacynamid

(5%) 2.5 g Ekstrakt z wierzby białej

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Butelka szklana z atomizerem 50 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zlewka skalowana 50 ml

Zaczynamy

Krok 1 Odważ w zlewce hydrolat rozmarynowy, niacynamid i ekstrakt z wierzby. Całość dokładnie wymieszaj.

Krok 2 Gdy roztwór stanie się klarowny przelej go do buteleczki, opisz i naklej etykietę. Mgiewka jest gotowa do użycia.

Uwagi i przechowywanie

- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśń < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 4.50 - 5.20; w próbie - 4.90
- Mgiewkę najlepiej przechowuj w lodówce. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.