

# Bezapachowy szampon z MS z pantenolem

Składniki na 200 g do butelki 200 ml :

(60%) 120 g	<u>Woda destylowana</u>
(36%) 72 g	<u>Baza detergentowa MS EKOLOGICZNA</u>
(1%) 2 g	<u>Eco Konserwant - płynny</u>
(3%) 6 g	<u>Prowitamina B5 - D-pantenol 75%</u>

## Przydatne akcesoria:

- Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g
- Zlewka skalowana 250 ml
- Butelka PET 200 ml transparentna z czarną pompką
- Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm
- Bagietka z łopatką 15 cm
- Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml
- Pipetka miarowa 3 ml

## Zaczynamy

- Krok 1**      Wodę i bazę detergentową MS wlej do naczynia np. zlewki szklanej 250 ml i delikatnie wymieszaj, aby nie spenić roztworu.
- Krok 2**      Ciągłe mieszając dodaj eco konserwant płynny oraz d-pantenol, szampon lekko zagęści się.
- Krok 3**      Przelej szampon do butelki PET z pompką, opisz etykietę i naklej na butelkę. Szampon jest gotowy do użycia.

## Uwagi i przechowywanie

- Szampon przechowuj w temp. pokojowej z dala o źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj do końca zalecanego terminu przydatności.