

Szampon z MS z pantenolem i honeyquat

Składniki na 200 g do butelki 200 ml :

(55%) 110 g	<u>Woda destylowana</u>
(40%) 80 g	<u>Baza detergentowa MS EKOLOGICZNA</u>
(1%) 2 g	<u>Eco Konserwant - płynny</u>
(2%) 4 g	<u>Prowitamina B5 - D-pantenol 75%</u>
(2%) 4 g	<u>Honeyquat - pochodna miodu</u>

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Butelka PET 200 ml transparentna z czarną pompką

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Bagietka z łopatką 15 cm

Pipetka miarowa 3 ml

Zlewka skalowana 250 ml

Zaczynamy

- Krok 1 W zlewce 250 ml odważ wodę i bazę detergentową MS. Delikatnie wymieszaj, aby nie spenić roztworu.
- Krok 2 Ciągłe mieszając, dodawaj kolejno eco konserwant płynny, d- pantenol i honeyquat.
- Krok 3 Szampon przelej do butelki PET 200 ml z pompką, opisz etykietę i naklej na butelkę. Szampon jest gotowy do użycia.

Uwagi i przechowywanie

- Szampon przechowuj w temp. pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.