

Lipożel wzmacniający naczynka z wąkrotą azjatycką

Składniki na 50 g do butelki 50 ml :

(0.8%) 0.4 g	<u>Guma guar</u>
(3.2%) 1.6 g	<u>Gliceryna kosmetyczna roślinna 99.5% Ph. Eur.</u>
(88%) 44 g	<u>Hydrolat kadzidłowca ekologiczny (z konserwantem).</u>
(4%) 2 g	<u>Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella) EKOLOGICZNY</u>
(3%) 1.5 g	<u>Macerat amiki ekologiczny</u>
(1%) 0.5 g	<u>Eco Konserwant - płynny</u>

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Zlewka skalowana 100 ml

Butelka Airless okrągła 50 ml

Termometr elektroniczny z sondą

Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml

Pipetka miarowa 3 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zaczynamy

- Krok 1 W zlewce odmierz gumę guar glicerynę. Wymieszaj.
- Krok 2 W osobnym naczyniu, w łaźni wodnej podgrzej wybrany hydrolat (do temperatury ok. 50-60 st. C) i dodaj go do zlewki z gumą guar i gliceryną. Wymieszaj, aż stworzy się żel.
- Krok 3 Gdy żel zagęści się i ostygnie, dodaj pozostałe składniki. Całość dobrze wymieszaj, przelej do opakowania, opisz i naklej etykietę. Żel jest gotowy do użycia.

Uwagi i przechowywanie

- Nie stosować latem, może działać fototoksycznie.