

Keratynowa mgiełka na włosy

Składniki na 50 g do butelki 50 ml :

(95%) 47.5 g Hydrolat szalwii lekarskiej ekologiczny (z konserwantem)

(2%) 1 g Fitokeratyna - roślinna alternatywa keratyny.

(1%) 0.5 g Honeyquat - pochodna miodu

(2%) 1 g Ekstrakt ze skrzypu polnego

Przydatne akcesoria:

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 50 mm

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Butelka szklana z atomizerem 50 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zlewka skalowana 100 ml

Zaczynamy

Krok 1 W zlewce odmierz hydrolat.

Krok 2 Następnie dodaj fitokeratynę, Honeyquat i ekstrakt ze skrzypu polnego, wymieszaj.

Krok 3 Przelej mgiełkę do buteleczki szklanej z atomizerem, opisz etykietę i naklej na butelkę. Mgiełka jest gotowa do użycia.

Krok 4 Umyte, lekko wilgotne włosy spryskaj mgiełką w sprayu. Pozostaw do wyschnięcia.

Uwagi i przechowywanie

- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśnie < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 4.00 - 4.50; w próbie - 4.15.
- Mgiełkę przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.