

Serum do cery trądzikowej z niacynamidem 5%

Składniki na 30 g do butelki 30 ml :

(50%) 15 g Potrójny kwas hialuronowy 1,5% roztwór

(45%) 13.5 g Hydrolat z czystka ekologiczny (z konserwantem).

(5%) 1.5 g Witamina B3 - Niacynamid

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Zlewka skalowana 50 ml

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml

Butelka szklana z pipetą 30 ml

Pipetka miarowa 3 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zaczynamy

Krok 1 Odważ w zlewce potrójny kwas hialuronowy i hydrolat, wymieszaj.

Krok 2 Dodaj niacynamid i całość dokładnie wymieszaj.

Krok 3 Serum przelej do buteleczki. Opisz i naklej etykietę.

Uwagi i przechowywanie

- Serum przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.
- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśnie < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 4.90 - 5.30; w próbie - 5.07