

# Serum do cery trądzikowej z niacynamidem 5%

Składniki na 30 g do butelki 30 ml :

(50%) 15 g                                    Potrójny kwas hialuronowy 1,5% roztwór

---

(45%) 13.5 g                                Hydrolat z czystka ekologiczny (z konserwantem).

---

(5%) 1.5 g                                    Witamina B3 - Niacynamid

## Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Zlewka skalowana 50 ml

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Łyżka miarowa poj. 0,1 ml / 2,5 ml

Butelka szklana z pipetą 30 ml

Pipetka miarowa 3 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

---

## Zaczynamy

Krok 1                    Odważ w zlewce potrójny kwas hialuronowy i hydrolat, wymieszaj.

---

Krok 2                    Dodaj niacynamid i całość dokładnie wymieszaj.

---

Krok 3                    Serum przelej do buteleczki. Opisz i naklej etykietę.

---

## Uwagi i przechowywanie

- Serum przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.
- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśnie < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Zalecany zakres pH 4.90 - 5.30; w próbie - 5.07