

Serum na zaczerwienienie po opalaniu

Składniki na 30 g do butelki 30 ml :

(60%) 18 g Potrójny kwas hialuronowy 1,5% roztwór

(30%) 9 g Żel z aloesu EKOLOGICZNY

(10%) 3 g Prowitamina B5 - D-pantenol 75%

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Etykieta na kosmetyki DIY - 45 x 100 mm

Butelka szklana z pipetą 30 ml

Bagietka z łopatką 10 cm

Zlewka skalowana 50 ml

Zaczynamy

Krok 1 Odważ w zlewce kwas hialuronowy, żel z aloesu i d-pantenol. Całość dokładnie wymieszaj.

Krok 2 Przelej całość do buteleczki. Opisz etykietę i naklej na butelkę, naklej etykietę ochronną.

Uwagi i przechowywanie

- Zalecany zakres pH 4.50 - 5.20
- Czystość mikrobiologiczna: grzyby i pleśń < 100 CFU/ml; bakterie < 100 CFU/ml.
- Serum przechowuj w temp. pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj przed końcem terminu przydatności.