

# Płyn do dezynfekcji DIY

Składniki do butelki 50 ml :

(25%) 12.5 ml Woda destylowana

---

(3%) 1.5 ml Gliceryna kosmetyczna roślinna 99.5% Ph. Eur.

Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Łyżka miarowa poj. 1,0 ml

Bagietka z łopatką 15 cm

Butelka szklana z atomizerem 50 ml

---

## Zaczynamy

Krok 1 Przy wyliczaniu receptury uwzględnij spirytus rektyfikowany 95%. Stanowi on 72 % składu całej receptury.

---

Krok 2 Odmierz potrzebną ilość spirytusu rektyfikowanego 95%, dodaj wodę. Wymieszaj. Dodaj glicerynę i jeszcze raz wymieszaj. Przelej płyn do opakowania. Płyn do dezynfekcji rąk jest gotowy.

---

## Uwagi i przechowywanie

- Przechowuj w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła i światła. Napisz datę ważności na opakowaniu i użyj do końca zalecanego terminu przydatności.