

# 50% roztwór kwasu cytrynowego

Składniki na 10 g do butelki 10 ml :

(50%) 5 g Woda destylowana

---

(50%) 5 g Kwas cytrynowy

## Przydatne akcesoria:

Waga elektroniczna 200g dokładność 0,01g

Etykieta na kosmetyki DIY - 36 mm

Butelka szklana z pipetą 10 ml

Łopatkę z łożką 10 cm

Zlewka skalowana 50 ml

---

## Zaczynamy

Krok 1 W zlewce o pojemności 50 ml odważ 5 g wody destylowanej oraz 5 g kwasu cytrynowego. Następnie dokładnie wymieszaj, aż kwas cytrynowy całkowicie się rozpuści.

---

Krok 2 Przelej roztwór do butelki o pojemności 10 ml z pipetą. Następnie opisz butelkę i naklej etykietę.

---